

Załącznik 1.2 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Terapia logopedyczna

Lp.	Przeznaczenie, cel dydaktyczny – opis produktu/asortymentu	Ilość
1	Logopedia: zestaw logopedyczny zawierający: 1. min. 100 szt. kul styropianowych, 2. min. 100 szt. piłeczek plastikowych, 3. min. 20 szt. kulek szklanych – kule, piłeczki i kulki szklane dostosowane średnicą odpowiednio do gier zestawu, 4. min. 100 kolorowych słomek plastikowych o średn. 6 -7 mm i dł. 75 cm każda 5. min. 200 szt. słomek prostych (nie łamana) plastikowych o śr. 5-6,5 mm i dł. 18-22 cm, 6. min. 100 szt. słomek plastikowych łamanych pasujących do gry logoped. nr 7 d); 7. 4 różne gry oddechowe, logopedyczne, rozwijające umiejętność kontroli oddechu i mięśni warg, w tym: a) 1 szt. gra bez użycia słomek z wyżłobionymi zagłębieniami (min. 9 wgłębień), w które przesłakuje kula/piłeczka – gra polega na dmuchaniu w piłeczkę tak, by wpadała do dostosowanych wielkością zagłębień, toczyła się po wyżłobieniach, b) 1 szt. gra z użyciem słomek, gra polega na dmuchaniu w słomkę w kierunku kuli/piłeczki po tworzonych samodzielnie torach przeszkód na drewnianej podstawie, c) 1 szt. gra z użyciem słomki/słomek i szklanej/yh kulki/ek, gra polega na dmuchaniu w słomkę w kierunku szklanej kulki po drewnianym torze-tunelu do wyznaczonych miejsc; d) 35 szt. jednoosobowych dmuchawek/dmuchajek z użyciem słomki/plastikowego ustnika i piłeczki/kulki, którą siłą nadmuchu należy unosić nad dmuchawką. Przykłady gier: Ad. 7.a)       Ad. 7 b)	20

	    	
	Ad. 7 c)   	
	Ad. 7 d)  	
	Jednostka zestaw	
2	Logopedia: zestaw pomocy służących do ćwiczeń motoryki narządów artykulacyjnych poprzez gimnastykę buzi i języka. Pomoc rozwija motorykę narządów artykulacyjnych (żuchwy, warg, języka, podniebienia, policzków) - kinezję tj. ruch narządów, kinestezję tj. czucie ułożenia narządów, rozumienie mowy, wzbogaca słownictwo, stymuluje logiczne myślenie, uczy poprzez demonstrację, naśladownictwo i manipulowanie. W skład zestawu wchodzi co najmniej karty/tabliczki obrazkowe z różnymi ćwiczeniami narządów artykulacyjnych (min. 35 różnych ćwiczeń). Przykłady pomocy:	7

		
	Jednostka zestaw	
3	Logopedia: zestaw 4 szt. różnokolorowych luster logopedycznych, w oprawie piankowej z symetrycznie rozmieszczonymi otworami do trzymania lustra, wymiary co najmn. 340x210x15 mm 	7
4	Logopedia: pomoc dydaktyczna do zajęć logopedycznych – gra/zestaw gier słowno-obrazkowych wspomagających poprawną wymowę co najmniej głosek: R, K, G, S, Z, C, Dz, Ś, Ż, Ć, Dź, Sz, Ź, Cz, Dż. Gra/zestaw gier zawiera co najmniej po 2 przykłady kart/kartoników z kolorowymi obrazkami i słowami zawierającym każdą ćwiczoną głoskę. Stosowanie kart-obrazków głoskowych ma na celu kształtowanie u dzieci skojarzeń sposobów powstania dźwięku z jego obrazkowym odpowiednikiem. Przykłady gier: 	20

		
	Jednostka zestaw	
5	Logopedia: Pomoc dydaktyczna dla logopedów i nauczycieli wymowy do układania prawidłowych wzorców wymowy. Zestaw pomocy - co najmniej w formie ilustrowanych książek z wierszami (min. 200 wierszy) utrwalające wymowę głosek co najmn.: T, D, N, F, W, P, B, M, H(CH), J, Ł, R, L, A, O, U, E, I, Y, A, E. Jednostka zestaw	20
6	Logopedia: Zestaw służący do nauki rozpoznawania dźwięków, zawierający co najmniej nagrania min. 50 dźwięków i odpowiadających im obrazków. Cel ćwiczeń: uwrażliwianie dźwiękowe; rozwijanie uwagi słuchowej; trening pamięci słuchowej; odbiór, identyfikowanie i różnicowanie dźwięków. Jednostka zestaw	20
7	Logopedia: zestaw ćwiczeń logopedycznych - ćwiczeń artykulacyjnych i oddechowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w postaci książki/różnych książek prezentujących łącznie co najmn. 100 różnych ćwiczeń aparatu mowy i gimnastyki mięśni twarzy i języka. Celem ćwiczeń jest usprawnianie narządów mowy, które dotyczą m. in. głosek: k, g, l, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, r. Jednostka komplet	20
8	Logopedia, integracja sensoryczna, percepcja słuchowa: Komplet min. 3 sztuk różnokolorowych gwizdków wodnych (ptak), służących do ćwiczeń oddechowych. Gwizdki wykonane z plastiku. Gwizdki wykorzystywane są wspomagająco w terapii logopedycznej, do treningu sensorycznego, do zabawy, do naśladowania głosu ptaków, do wydawania sygnałów podczas gier terenowych. Ćwierkające wysokie dźwięki ćwiczą percepcję słuchową. Wielkość pojedynczego gwizdka ok. 7-8cm. Przykłady gwizdków: 	20
	Jednostka zestaw	